

## Cubetas de electroporación

No.Catálogo: MBL101 (Bolsa de 50 cubetas de 1 mm)

MBL102 (Bolsa de 50 cubetas de 2 mm)

Versión: 07/2006

**Presentación:** Bolsa con autocierre con 50 cubetas. Cada cubeta está empaquetada en una bolsa individual estéril.

**Descripción:** Excelentes cubetas de electroporación elaboradas en salas limpias en un molde especialmente diseñado para garantizar tanto la distancia entre los electrodos como el paralelismo entre ellos lo que aumenta la eficiencia de electroporación al reducir la muerte celular. La distancia entre los electrodos tiene una desviación menor de 0,018mm. Los electrodos de las cubetas son sometidos a 11 pasos de tratamientos y lavados para asegurar un pulso consistente y uniforme en cada electroporación. Cada cubeta viene en una bolsa individual para garantizar la esterilidad e incluye una tapa de colores (naranja, 1mm; verde, 2mm; azul, 4mm) para su fácil identificación. Se suministran en bolsas de 50 cubetas con cierre de cremallera. Las cubetas funcionan en las principales marcas de electroporadores.

**Electroporadores compatibles:** BioRad, BTX, Eppendorf.



**MBL101**

**MBL102**